

# 粒度分布測定器



溶液に懸濁している粒子の分布を測定出来る。

1. 機器名称            粒度分布測定器
2. 機器分類
3. 担当部署            工学部 環境システム工学科
4. 装置担当者        長谷田 真千
5. 導入年度            1997 年
6. 型式                 Shimadzu SALD-2000A
7. 仕様・性能        JHT-BD4
8. 機器の開放状況（該当する区分を選択して下さい。）
  - ・ 有料で開放している。（1000 円／1 時間・日・回 当たり）
  - ・ 共同研究利用の場合は無料
9. 利用上の注意点
10. 主な使用事例  
海水、河川水中のコロイド粒子分布の測定。